

ID-Link から、C@RNA Connect（富士フィルムメディカル株式会社）に遷移するための設定方法と使用方法について説明します。

※ C@RNA Connect を使用するためにはあらかじめ ID-Link センターにて使用する施設の設定が必要です。

1. C@RNA Connect 使用職員設定

役割が操作者の ID でログインし、職員検索で C@RNA Connect を使用可能にする職員を検索します。



職員情報の検索を行います。
職員氏名を入力してください。
*全角カタカナ、全角ひらがな、で検索します。

カナ姓: カナ名:



役割が「利用者」の ID でログインした場合は、登録の情報は確認できますが、登録、更新は出来ません。登録時には役割が「操作者」の ID をご利用ください。

検索した職員を選択し、[カード登録] をクリックします。

個人情報 検索結果一覧
職員、患者登録を行う場合はログイン名のリンクから行ってください。
アクセス権が設定されていない方の情報は、* で表示されます。(2008年1月以降)

ログイン名	漢字名	カナ名	英語名	性別	生年月日	住所	電話番号	E-mail	資格	操作者
@sec	エスイーシー	エスイーシー	新規	男性	S.60-12-12	北海道 函館市 00	0000-00-0000	新規	その他の医療従事者	

【登録カード情報一覧】画面に遷移します。
 [新規作成] をクリックします。

エスイーシー (エスイーシー) 男性 S.60-12-12 27 歳 3 ヶ月

登録カード情報一覧
 カード情報を修正する場合はリンクから行ってください。(操作者権限ユーザのみ)

カード情報は登録されていません。

新規作成... 個人情報一覧に戻る

発行者：C@RNA Connect、カード名：C@RNA ID になっていることを確認し、カード番号欄に C@RNA ID を入力後、[登録] をクリックします。

カード情報の登録、変更、削除を行います。
 各項目を正確に入力してください。
 *印は必須入力項目です。

発行者 * C@RNA Connect

カード名 * C@RNA ID

カード番号 * 123456 (半角英数字20文字以内)

登録氏名 (全半角10文字以内)

CSC (半角英数字4文字以内)

PIN (半角数字4文字以内)

満了日

登録日

更新日

最終更新者

登録

●●クリニック 平成 25 年 10 月 3 日
 院長 ●●様 富士フィルムメディカル株式会社

ID-Link 登録用「C@RNA ID」のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引立てを賜り誠にありがとうございます。

C@RNA Connect と ID-LINK を連携させる際に必要となる IDのご案内を申し上げます。

ID-Linkとは、地域の参加医療施設間をインターネット回線で接続し、それぞれの施設が保有している診療情報の相互参照を可能とし、緊密な医療連携を実現するシステムです。
 詳細につきましては別紙「ID-Link C@RNA Connect 連携設定・使用方法」をご参照ください。

今後とも末永くお付き合い賜りますようお願い申し上げます。 敬具

C@RNA ID 999999001

【登録カード情報一覧】画面に遷移し、登録した情報が表示されていると、設定完了です。

登録カード情報一覧
 カード情報を修正する場合はリンクから行ってください。(操作者権限ユーザのみ)

カード番号	発行者(略称)	発行者(正式名)	カード名	登録氏名	CSC	PIN	満了日	最終更新者
123456	CARNA	C@RNA Connect	C@RNA ID	N/A	N/A	N/A	N/A	operator@sec

新規作成... 個人情報一覧に戻る

2. C@RNA Connect 使用方法

1. で設定した職員の ID で ID-Link にログインします。

＜患者情報を引き継がずに C@RNA Connect に遷移したい場合＞

連携患者選択画面の左側メニューに【診療／検査予約】が表示されていますので、クリックします。

The screenshot shows the ID-Link interface. On the left, a sidebar menu has the item "診療/検査予約" (Treatment/Exam Appointment) circled in red. A blue arrow points from this menu item to the right-hand screen. The right-hand screen is the "連携患者選択" (Linked Patient Selection) page, which includes a search bar for "患者 ID" and a list of patients with columns for "ログイン名" and "漢字名". Below the list is a "患者選択" (Patient Selection) button. The right-hand screen also shows a calendar view for "CT" and "MRI" appointments, with a date range of 2013/06/25 to 2013/07/01.

＜患者情報を引き継いで C@RNA Connect に遷移したい場合＞

患者選択後、カレンダー画面まで表示させます。

カレンダー表示の左側メニューに【診療／検査予約】が表示されていますので、クリックします。

The screenshot shows the ID-Link interface. On the left, a sidebar menu has the item "診療/検査予約" (Treatment/Exam Appointment) circled in red. A blue arrow points from this menu item to the right-hand screen. The right-hand screen is the "連携患者選択" (Linked Patient Selection) page, which includes a search bar for "患者 ID" and a list of patients with columns for "期間" (Period), "処方" (Prescription), "注射" (Injection), and "検査" (Exam). Below the list is a "患者選択" (Patient Selection) button. The right-hand screen also shows a calendar view for "CT" and "MRI" appointments, with a date range of 2013/06/25 to 2013/07/01. A callout box with a lightbulb icon contains the text: "C@RNA Connect は富士フィルムメディカルの製品です。C@RNA Connect については、富士フィルムメディカルにお問い合わせください。" (C@RNA Connect is a product of FujiFilm Medical. For information on C@RNA Connect, please contact FujiFilm Medical.)

改版履歴

版数	項目	説明	日付
Ver1.3	カード登録	ID-Link 登録用 C@RNA ID のお知らせのイメージ図を追加（2 ページ中段）	2013/10/08